

D

Aufhängevorrichtung / Utensilienkörbe (gesondertes Zubehör)



**VORSICHT - Betriebsanleitung beachten!**

Der Einbau von Zubehör sowie das Nachrüsten von Gerätekomponten dürfen nur in Übereinstimmung mit den Vorgaben der Betriebsanleitung durchgeführt werden.

Die Aufhängevorrichtung [11] dient als Halterung für das Behälter-System [13] oder zur Aufnahme des mobilen UV-Spots. Sie besteht aus den Haltewinkeln [10] und der Stange [12].



**HINWEIS - Desinfektion**

Die Aufhängevorrichtung ist aus Edelstahl gefertigt und kann zur Desinfektion autoklaviert werden.

**Montage der Aufhängevorrichtung**

Das Lochblech [5] schützt das Umluftfilter an der Nutzraumdecke [1] vor Beschädigung und steuert das Abströmverhalten der aus dem Umluftfilter in den Nutzraum austretenden Luft. An der Frontseite ist das Lochblech an mehreren Zapfen eingehängt, zur Nutzraumrückwand hin ist es mit zwei Schrauben am Gehäuserahmen verschraubt.

Die Aufhängevorrichtung [11] wird an den beiden Lochblechhalterungen [7] des Gehäuserahmens befestigt.

1. Lochblech [5] ausbauen. Dazu die beiden Schrauben [2] lösen, das Blech leicht nach hinten abkippen, an der Frontseite aus den Zapfen [3] aushängen und abnehmen.
2. Die beiden Haltewinkel [10] der Aufhängevorrichtung an den Lochblechhalterungen [7] des Gehäuserahmens befestigen. Die Gewindebolzen der Halteplatten [6] von oben durch die Bohrungen der Lochblechhalterungen stecken. Die Haltewinkel [10] von unten gegensetzen, die Muttern [8] aufschrauben und festziehen.
3. Zum Einbau das Lochblech an den sechs Bohrungen [4] in die Zapfen [3] an der Frontseite einhängen.
4. Dann das Lochblech mit den beiden Schrauben [2] in die Gewindehülsen [9] der Lochblechhalterungen schrauben.
5. Stange [12] in die beiden Haltewinkel legen und den Behälter [13] an die Stange hängen. Die Behälter verfügen über eine Hängevorrichtung, an die weitere Behälter [14] eingehängt werden können.



**HINWEIS - Lochblech**

Das Lochblech ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil. Vor der Inbetriebnahme des Gerätes überprüfen, ob das Lochblech korrekt an der Nutzraumdecke sitzt und sicher befestigt ist.

